

**Rag2<sup>-/-</sup>TgHY<sup>+/+</sup>Thy1.1 :**

RAG 2:

Rag A : GGG-AGG-ACA-CTC-ACT-TGC-CAG-TA

Rag B : AGT-CAG-GAG-TCT-CCA-TCT-CAC-TGA

Neo A : CGG-CCG-GAG-AAC-CTG-CGT-GCA-A

PCR WT : primers RagA et RagB - Taille bande WT : 263 bp

PCR Neo : primers RagB et NeoA – Taille bande Neo: 350 bp

PCR protocol : 94°5' - (94°30''-60°30''-72°1') 48 cycles - 72°10'

HY :

TG1U : AGT-CAC-CCA-AAG-CCC-AAG-AA

TG1L : TGC-TCC-CTC-CCC-TTC-ATT

PCR protocol : 94°5' (94°30''-52°30''-72°1') 48 cycles - 72°10'

Taille bande : 350 bp